


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cox5B Pour Wb - P10606

Numéro d'article: CM0006644



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-COX5B validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Reconnaît la COX5B humaine, murine et de rat, une sous-unité de 13 kDa de la cytochrome c oxydase dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Idéal pour la recherche mitochondriale et métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-COX5B
Remarques/alias	COX5B ; COXVB ; sous-unité 5B de la cytochrome c oxydase
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 129 de la COX5B humaine (NP_001853.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P10606
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Avec pain de glace