


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox5B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10606

Numéro d'article: CM0025308



Introduction

Le pAb de lapin anti-COX5B cible la sous-unité 5B du cytochrome c oxydase mitochondriale, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. 14kDa. Idéal pour la recherche sur la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX5B pAb de lapin
Remarques / Alias	COXVB; COX5B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1329
GenelD	1329
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-129 de la COX5B humaine (NP_001853.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10606
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace