

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox6A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12074

Numéro d'article: CM0028157



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant COX6A1, une sous-unité du cytochrome c oxydase mitochondriale. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Soutient la recherche sur la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX6A1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	COX6A; CMTRID; COX6AL; COX6A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1337
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12074
Poids protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace