

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cox6B1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14854

Numéro d'article: CM0004848



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-COX6B1 humain validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude du cytochrome c oxydase mitochondrial, de la phosphorylation oxydative et des maladies mitochondriales. Anticorps monoclonal, réactif à l'humain, poids de la protéine ~10 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX6B1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1340
GeneID	1340
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-86 de la protéine COX6B1 humaine (P14854).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14854
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace