


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox6B1 Pour Wb, Elisa - P14854

Numéro d'article: CM0027702



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le COX6B1 humain (sous-unité 6B1 de la cytochrome c oxydase). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain et la souris. Utile pour les études sur la phosphorylation oxydative mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	COX6B1 Lapin pAb
Remarques/Alias	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1340
GeneID	1340
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-86 du COX6B1 humain (NP_001854.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P14854
Poids Protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace