


Anticorps Polyclonal Anti-Cox6C Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09669

Numéro d'article: CM0020015



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COX6C validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît la COX6C humaine et murine, une sous-unité mitochondriale de la cytochrome c oxydase essentielle à la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX6C pAb de lapin
Remarque/Alias	COX6C
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1345
GeneID	1345
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 75 de la COX6C humaine (NP_004365.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P09669
Poids moléculaire	9 kDa
Expédition	Sac réfrigérant