

Anticorps Polyclonal Anti-Cox7A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24310

Numéro d'article: CM0017237

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre COX7A1 (cytochrome c oxydase sous-unité 7A1), adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte COX7A1 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du complexe respiratoire mitochondrial IV et de la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX7A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Espèce	Humain
ID du gène	1346 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-79 de COX7A1 humain (NP_001855.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24310
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace