

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cox7A1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24310

Numéro d'article: CM0003815

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-COX7A1 de haute qualité, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec la COX7A1 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'assemblage du complexe IV mitochondrial et des supercomplexes respiratoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-COX7A1
Remarques/Alias	COX7A ; COX7AH ; COX7AM ; COX7A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1346
GeneID	1346
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-79 de la COX7A1 humaine (NP_001855.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24310
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace