


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox7A2 Pour Wb Et Elisa - P14406

Numéro d'article: CM0026732



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le COX7A2 humain (sous-unité 7A2 du cytochrome c oxydase, COX VIIa-L), validé pour WB et ELISA. Idéal pour étudier la phosphorylation oxydative mitochondriale et l'assemblage du complexe IV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX7A2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	VIIAL ; COX7AL ; COX7AL1 ; COXVIIAL ; COXVIIa-L ; COX7A2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1347
GeneID	1347
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-115 du COX7A2 humain (NP_001856.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14406
Poids protéique	9 kDa
Expédition	Sac de glace