

Anticorps Monoclonal Anti-Cox7A2L Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14548

Numéro d'article: CM0010025

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD ciblant le COX7A2L/SCAF1 humain. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour le western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Idéal pour l'étude de l'assemblage du respirasome mitochondrial et de la bioénergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] COX7A2L Lapin mAb
Remarques/Alias	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9167
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14548
Poids Moléculaire	13kDa
Expédition	Sac de glace