

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox7A2L Pour Wb, Elisa - O14548

Numéro d'article: CM0027949

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COX7A2L, validé pour WB et ELISA, détecte le COX7A2L (SCAF1) humain, de souris et de rat. Immunogène recombinant ciblant la région N-terminale. Idéal pour l'étude de l'assemblage des supercomplexes respiratoires mitochondriaux et du métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	COX7A2L Lapin pAb
Remarques/Alias	EB1, SCAF1, SCAFI, SIG81, COX7AR, COX7RP, COX7A2L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9167
GeneID	9167
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-114 du COX7A2L humain (NP_004709.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14548
Poids Protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace