


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox8A Pour Wb Et Elisa - P10176

Numéro d'article: CM0025866



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin COX8A validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'Homme et la Souris. Cible la sous-unité 8A de la cytochrome c oxydase, mitochondriale (P10176), 8 kDa. Idéal pour les études sur la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX8A Rabbit pAb
Remarques/Alias	COX; COX8; VIII; COX8L; COX8-2; VIII-L; MC4DN15; COX8A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1351
GeneID	1351
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-69 de la COX8A humaine (NP_004065.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10176
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace