

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpa1 Pour Wb, If, Elisa - P15085

Numéro d'article: CM0026052



Introduction

Le CPA1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour le WB, l'IF-P et l'ELISA. Il réagit avec la CPA1 humaine, murine et de rat (47 kDa), ciblant un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la CPA1 humaine. Idéal pour la recherche sur la carboxypeptidase A1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CPA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPA; CPA1
Espèce	Humain
GeneID	1357
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la CPA1 humaine (NP_001859.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15085
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace