

Anticorps Polyclonal Anti-Cpa3 Pour Western Blot, Elisa - P15088

Numéro d'article: CM0020202

Introduction

Anticorps polyclonal contre la CPA3 humaine (Carboxypeptidase A3 des mastocytes), élevé chez le lapin. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Convient pour la biologie des mastocytes et la recherche sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin pAb CPA3
Remarques/Alias	MC-CPA; CPA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1359
GeneID	1359
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-417 de la CPA3 humaine (NP_001861.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P15088
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace