

Anticorps Polyclonal Anti-Cpa4 (Carboxypeptidase A4) Pour Wb, Elisa - Q9Ui42

Numéro d'article: CM0021722



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CPA4 humaine (carboxypeptidase A4), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la fonction des métalloprotéases et du catabolisme des hormones peptidiques. Usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPA4 pAb de lapin
Remarques/Alias	CPA3 ; CPA4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51200
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 114-280 de la CPA4 humaine (NP_057436.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UI42
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace