

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpb1 Pour Wb, Elisa - P15086

Numéro d'article: CM0014525



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CPB1 humaine, validé pour WB et ELISA, avec réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la carboxypeptidase B pancréatique et au développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPB; PASP; PCPB; CPB1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1360
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 111-417 de la CPB1 humaine (NP_001862.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15086
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant