

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpe Pour Wb Et Elisa - P16870

Numéro d'article: CM0028238

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la carboxypeptidase E (CPE). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'espèce humaine et souris. Il soutient la recherche en biologie neuroendocrinienne et sur le traitement des hormones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	CPE Rabbit pAb
Remarques / Alias	CPH; BDVS; IDHGH; CPE
Espèce	Humain
ID du gène	1363
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 257-476 de la CPE humaine (NP_001864.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16870
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace