

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpeb3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ne35

Numéro d'article: CM0018954



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CPEB3 humaine (SWISS : Q8NE35), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur la régulation translationnelle dans la mémoire et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPEB3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPEB3
Espèce	Humaine
ID du gène	22849 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-400 de la CPEB3 humaine (NP_055727.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8NE35
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace