

Anticorps Polyclonal Anti-Cplx2 Pour Wb, Elisa - Q6Puv4

Numéro d'article: CM0024842

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CPLX2 (Complexine-2) humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur l'exocytose des vésicules synaptiques et les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPLX2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CPX2; Hfb1; 921-L; CPX-2; CPLX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10814
GeneID	10814
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-134 de la CPLX2 humaine (NP_006641.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6PUV4
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace