

Anticorps Polyclonal Anti-Cpne3 Pour Wb Et Elisa - 075131

Numéro d'article: CM0017596

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CPNE3 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Reconnaît la CPNE3 humaine et murine, une protéine de liaison aux phospholipides dépendante du calcium impliquée dans la migration des cellules tumorales médiée par ERBB2. Idéal pour les études sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPNE3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPN3, PRO1071, CPNE3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8895
GeneID	8895
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 238-537 de la CPNE3 humaine (NP_003900.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075131
Poids protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace