


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cps1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P31327

Numéro d'article: CM0010246



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la CPS1 humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Cible l'enzyme mitochondriale du cycle de l'urée, qui élimine l'excès d'ammoniac. Idéal pour la recherche sur le foie et l'intestin grêle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPS1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PHN ; GATD6 ; CPSASE1 ; CPS1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1373
ID du gène	1373
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la CPS1 humaine (NP_001866.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P31327
Poids de la protéine	165 kDa
Expédition	Sac de glace