


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cps1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31327

Numéro d'article: CM0006612



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CPS1 pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte la CPS1 humaine, murine et de rat. Idéal pour les études du cycle de l'urée et du métabolisme de l'ammoniac.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CPS1
Remarques/Alias	PHN ; GATD6 ; CPSASE1 ; CPS1
Espèce	Humaine
GeneID	1373
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1356-1482 de la CPS1 humaine (NP_001116105.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P31327
Poids de la protéine	165 kDa
Expédition	Sac de glace