


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cps1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P31327

Numéro d'article: CM0026068



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CPS1 humaine (CPSase I), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la CPS1 dans des échantillons humains, de souris et de rat, adapté à la recherche sur le cycle de l'urée et la détoxification de l'ammoniac.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1373
ID du gène	1373
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750-970 de la CPS1 humaine (NP_001866.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31327
Poids moléculaire de la protéine	165 kDa
Expédition	Sac de glace