

Anticorps Polyclonal Anti-Cpsf2 Pour Wb, Elisa - Q9P2I0

Numéro d'article: CM0025882



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CPSF2 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Adapté à l'étude du traitement de l'extrémité 3' des pré-ARNm et de la maturation de l'ARNm histone.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPSF2 pAb de lapin
Remarques / Alias	CPSF100; CPSF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	53981
GeneID	53981
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-700 du CPSF2 humain (NP_059133.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P2I0
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace