


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpsf3L Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q5Ta45

Numéro d'article: CM0029933



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CPSF3L/INTS11 humain, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Idéal pour la recherche sur la terminaison de la transcription et le complexe intégrateur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPSF3L Rabbit pAb
Remarques / Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	54973
Identifiant de gène	54973
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5TA45
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace