

Anticorps Polyclonal Anti-Cpsf4L Pour Wb, Elisa - A6Nm6K7

Numéro d'article: CM0019713

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine Cpsf4l de souris, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient à l'étude du traitement de l'ARNm et de la régulation des gènes dans des échantillons de souris. Reconnaît une protéine de 21 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin Cpsf4l
Remarques/Alias	D11ErtD636e; 0610010C04Rik; 1500000C01Rik; Cpsf4l
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	642843
ID de gène	52670
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 de la protéine Cpsf4l de souris (NP_080958.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	A6NMK7
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace