

Anticorps Polyclonal Anti-Cpsf6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16630

Numéro d'article: CM0026427



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CPSF6 (CFIm68). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA ; détecte le CPSF6 humain, souris, rat (59 kDa). Facteur clé dans le traitement de l'extrémité 3' de l'ARNm et la polyadénylation alternative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CPSF6 Lapin pAb
Remarques/Alias	CFIM; CFIM68; CFIM72; HPBR11-4; HPBR11-7; CPSF6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11052
GeneID	11052
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-330 du CPSF6 humain (NP_008938.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16630
Poids Protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace