

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cpsf73 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Ukf6

Numéro d'article: CM0004691



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant CPSF73. Validé pour le western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour l'étude du traitement de l'extrémité 3' des ARNm et du clivage des ARNm d'histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin CPSF73
Remarques/Alias	CPSF73 ; NEDMHS ; CPSF-73 ; NEDMHSN
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	51692
Identifiant de gène	51692
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 585 et 684 de la protéine CPSF3 humaine (Q9UKF6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKF6
Poids moléculaire de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace