

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cpt1A Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - P50416

Numéro d'article: CM0010549



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CPT1A de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'oxydation des acides gras, de l'absorption mitochondriale et du métabolisme hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPT1A Rabbit mAb
Remarques / Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1374
GeneID	1374
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-720 de la CPT1A humaine (NP_001867.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50416
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace