

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cpt1A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P50416

Numéro d'article: CM0007068



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin anti-CPT1A validé par KO pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible l'isoforme hépatique de la carnitine palmitoyltransférase 1A, essentielle pour l'oxydation des acides gras. Idéal pour les études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] CPT1A Lapin mAb
Remarques/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1374
ID de gène	1374
Immunogène	Protéine recombinante de CPT1A humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50416
Poids moléculaire	88 kDa
Expédition	Sac de glace