

Anticorps Polyclonal Anti-Cpt1B Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

Numéro d'article: CM0025481

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CPT1B (UniProt Q92523) validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides gras et la bêta-oxydation mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPT1B pAb de lapin
Remarques / Alias	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1; CPT1B
Espèce	Humaine
GeneID	1375
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 533-772 de la CPT1B humaine (NP_004368.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92523
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace