

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cpt1B Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

Numéro d'article: CM0010124

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CPT1B validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Cible la carnitine palmitoyltransférase 1B humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides gras et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPT1B Rabbit mAb
Remarques / Alias	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1375
ID du gène	1375
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92523
Poids de la protéine	66 kDa/79-88 kDa
Expédition	Sac isotherme