

Anticorps Polyclonal Anti-Cpt2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23786

Numéro d'article: CM0017497

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CPT2 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Détecte une protéine mitochondriale d'environ 74 kDa, essentielle à la bêta-oxydation des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPT1 ; IIAE4 ; CPTASE ; CPT2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1376
GeneID	1376
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 404-658 de la CPT2 humaine (NP_000089.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P23786
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac réfrigérant