

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cpt2 Pour Wb Et Elisa - P23786

Numéro d'article: CM0003273

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CPT2 validé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la CPT2 mitochondriale, essentielle pour la bêta-oxydation des acides gras. Idéal pour la recherche sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CPT2 Lapin mAb
Remarques/Alias	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1376
GenelD	1376
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 559-658 de la CPT2 humaine (P23786).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23786
Poids Protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace