

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpt2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23786

Numéro d'article: CM0026765

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CPT2 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme des acides gras et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CPT2 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques / Alias    | CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2                                                                                                   |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                     |
| GenelD               | 1376                                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 420 et 658 de la CPT2 humaine (NP_000089.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humaine, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS                | P23786                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 74kDa                                                                                                                       |
| Expédition           | Sacheur de glace                                                                                                            |