

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpvl Pour Wb, Elisa - Q9H3G5

Numéro d'article: CM0013400

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CPVL humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte les orthologues de souris et de rat. Idéal pour étudier la fonction de la carboxypeptidase lysosomale dans les macrophages, la phagocytose et la présentation de l'antigène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPVL Rabbit pAb
Remarques/Alias	HVLP ; CPVL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54504
GeneID	54504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 127-476 du CPVL humain (NP_061902.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H3G5
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace