

Anticorps Polyclonal Anti-Cpxm1 Pour Wb Et Elisa - Q96Sm3

Numéro d'article: CM0021908

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CPXM1 humain, validé pour la WB et l'ELISA. Détecte CPXM1 humain et murin, avec un poids moléculaire prédit de 82 kDa. Utile pour l'étude des interactions cellule-cellule et de la biologie des métalloprotéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPXM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPX1; CPXM; CPXM1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	56265
GeneID	56265
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 435 à 734 de CPXM1 humain (Q96SM3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q96SM3
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Poche de glace