

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cr2/Cd21 Pour Wb, If-P, Elisa - P20023

Numéro d'article: CM0003166



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CR2/CD21 humain (récepteur du complément de type 2). Validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit chez l'homme et le rat.

Immunogène : peptide intracellulaire (aa 934-1033). Idéal pour les études de signalisation des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb de lapin anti-CR2/CD21                                                                                                                  |
| Remarques / Alias    | CR ; C3DR ; CD21 ; CVID7 ; SLEB9 ; CR2/CD21                                                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)      | 1380                                                                                                                                        |
| GeneID               | 1380                                                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 934-1033 du CR2/CD21 humain (P20023). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                       |
| Application          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain, Rat                                                                                                                                 |
| SWISS                | P20023                                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 113 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition           | Sachet isotherme                                                                                                                            |