

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cr2/Cd21 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20023

Numéro d'article: CM0007692



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CR2/CD21 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le récepteur des cellules B, la voie du complément et le virus d'Epstein-Barr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CR2/CD21
Remarques / Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1380
ID du gène	1380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 933-1033 du CR2/CD21 humain (NP_001868.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20023
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace