

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cr2/Cd21 Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P20023

Numéro d'article: CM0028269



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-CR2/CD21 (ID de gène : 1380) pour les applications WB, IF, IHC, ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Immunogène recombinant ciblant le récepteur de type 2 du complément (CD21), le récepteur du virus d'Epstein-Barr et le corécepteur des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin CR2/CD21
Remarques/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1380
GeneID	1380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-590 du CR2/CD21 humain (NP_001006659.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20023
Poids de la protéine	113kDa
Expédition	Sac de glace