

Anticorps Monoclonal Anti-Crabp1 Pour Wb, If-P, Elisa - P29762

Numéro d'article: CM0011409



Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal de lapin anti-CRABP1 validé pour WB, IF-P et ELISA. Il détecte la CRABP1 humaine, de souris et de rat, une protéine cytoplasmique liant l'acide rétinoïque impliquée dans la signalisation des rétinoïdes. Idéal pour les études sur l'acide rétinoïque cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRABP1 mAb de lapin
Remarques/Alias	RBP5; CRABP; CRABP1; CRABP-I; CRABP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1381
GeneID	1381
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 58 et 137 de la CRABP1 humaine (P29762).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29762
Poids protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace