


Anticorps Polyclonal Anti-Crabp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29373

Numéro d'article: CM0027351



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CRABP2 validé pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Détecte CRABP2 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'acide rétinoïque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRABP2 pAb de lapin
Remarques/Alias	RBP6; CRABP-II; CRABP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1382
ID du gène	1382
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-94 de la CRABP2 humaine (NP_001869.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29373
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace