

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cracr2A Pour Wb, Elisa - Q9Bsw2

Numéro d'article: CM0017120



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CRACR2A (RAB46/EFCAB4B) pour WB et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Impliqué dans l'entrée de Ca²⁺ activée par stockage, la régulation du canal CRAC et la signalisation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRACR2A Rabbit pAb
Remarques / Alias	RAB46 ; EFCAB4B ; CRACR2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84766
GeneID	84766
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de CRACR2A humaine (NP_001138430.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BSW2
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace