

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cralbp Pour Wb, Elisa - P12271

Numéro d'article: CM0029831



Introduction

Anticorps CRALBP polyclonal de lapin validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris, le rat. CRALBP est un transporteur de rétinoïdes essentiel à la régénération du cycle visuel et à la recherche sur la vision.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRALBP Rabbit pAb
Remarques/Alias	CRALBP
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6017
GenelD	6017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-317 de la CRALBP humaine (NP_000317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P12271
Poids protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace