

Anticorps Polyclonal Anti-Crat Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43155

Numéro d'article: CM0030503



Introduction

Découvrez notre anticorps polyclonal de lapin anti-CRAT prêt à l'emploi pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Il présente une réactivité croisée avec le CRAT humain, souris et rat (71 kDa) pour des études sur le métabolisme et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRAT Rabbit pAb
Remarques / Alias	CAT; CAT1; NBIA8; CRAT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1384
GeneID	1384
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-626 de la protéine CRAT humaine (NP_000746.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43155
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac isotherme