

Anticorps Polyclonal Anti-Crb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P82279

Numéro d'article: CM0013457



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CRB1 validé pour le Western blot (WB), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Réactivité confirmée avec les tissus humains et murins. Idéal pour la recherche sur le développement rétinien et la polarité cellulaire. Numéro d'accès SWISS P82279.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CRB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LCA8; RP12; CRB1-A; CRB1-B; CRB1-C; CRB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23418
GeneID	23418
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-133 du CRB1 humain (NP_957705.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P82279
Poids Protéique	154kDa
Expédition	Sac de glace