

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Crbn Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Sw2

Numéro d'article: CM0006415



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CRBN validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible la céréblone, un récepteur de substrat dans le complexe E3 ubiquitine ligase, essentiel pour la dégradation protéasomale. Réagit avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRBN Rabbit mAb
Remarques/Alias	MRT2; MRT2A; CRBN
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la CRBN humaine (NP_057386.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96SW2
Poids moléculaire protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace