


Anticorps Monoclonal Anti-Crcp Pour Wb Et Elisa - 075575

Numéro d'article: CM0007412



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CRCP humain (sous-unité RPC9 de l'ARN polymérase III dirigée par l'ADN / protéine composant le récepteur du CGRP). Convient pour la WB et l'ELISA ; réagit également avec la souris. Idéal pour les études sur la transcription, l'immunité innée et la signalisation du CGRP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRCP Rabbit mAb
Remarques/Alias	C17 ; RCP ; RCP9 ; RPC9 ; POLR3I ; POLR3J ; CGRPRCP ; CGRP-RCP ; CRCP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	27297
GeneID	27297
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du CRCP humain (NP_001035737.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	075575
Poids moléculaire	17 kDa
Expédition	Sac de glace