


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crcp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075575

Numéro d'article: CM0027811



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CRCP (CGRP-RCP, POLR3I) pour Western blot, IHC et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études sur l'ARN polymérase III et le récepteur du CGRP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRCP Rabbit pAb
Remarques/Alias	C17, RCP, RCP9, RPC9, POLR3I, POLR3J, CGRPRCP, CGRP-RCP, CRCP
Espèce	Humain
ID de gène	27297
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-115 de la CRCP humaine (NP_001035737.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075575
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace