

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Creb1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P16220

Numéro d'article: CM0015460



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CREB1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle, le rythme circadien et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CREB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CREB ; CREB-1 ; CREB1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1385
ID du gène	1385
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 341 de CREB1 humain (NP_604391.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P16220
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace